




DE BENUTZERHANDBUCH EN USER MANUAL

DE BITTE LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER INBETRIEBNAHME DES ARTIKELS SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN EINSICHTNAHME AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

EN PLEASE READ THIS OPERATING MANUAL CAREFULLY BEFORE STARTING THE ARTICLE. KEEP IT IN A SAFE PLACE FOR
FUTURE REFERENCE.



Digitale Babywaage Plus | Digital baby scale plus | Pèse-bébé numérique Plus

P24BSCALEPLUS



DE VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR BELKO ENTSCIEDEN HABEN

Die BELKO Digitale Babywaage Plus ermöglicht präzise und komfortable Gewichtsmessungen im Alltag. Dank Funktionen wie TARE, HOLD und der integrierten Messleiste können Sie Gewicht und Größe Ihres Kindes zuverlässig erfassen. Durch die abnehmbare Wiegeschale lässt sich die Waage zudem als Personenwaage verwenden und eignet sich auch ideal zum Wiegen von Haustieren.

EN THANK YOU FOR CHOOSING BELKO.

The BELKO Digital Baby Scale Plus enables precise and convenient measurements in everyday use. With features such as TARE, HOLD, and the integrated measuring ruler, you can reliably track your child's weight and length. Thanks to the removable tray, the scale can also be used as a regular body scale and is ideal for weighing pets.

DE Sie haben eine Frage zu dem Artikel? Es ist leider ein Problem aufgetreten? Für den technischen Support und Serviceanfragen können Sie sich vertrauensvoll an unsere geschulten Mitarbeiter wenden.

EN Do you have a question about the product? Encountered a problem? For technical support and service inquiries, you can confidently reach out to our trained staff.

Fon: +49 511 212 416 70 (Ortstarif)
Mail: info@panorama24.eu



DE INHALTSVERZEICHNIS

EN CONTENTS

Sicherheitshinweise / Safety instructions.....	1
Bestimmungsgemäße Verwendung / Intended Use.....	2-3
Lieferumfang / Scope of delivery.....	3
Produktübersicht / Product Overview.....	4
Batterien einsetzen / Installing the Batteries.....	5
Montage / Assembly.....	5
Bedienung der Waage / Using the Scale.....	6
Funktionen / Functions.....	7
Aufbewahrung / Storage.....	7
Reinigung und Pflege / Cleaning and Maintenance.....	8
Fehlercodes / Error Codes.....	8
Problembehandlung / Troubleshooting.....	9-10
Technische Daten / Technical Specifications.....	11-12
Batterien Wechseln / Battery Replacement.....	12
Entsorgung / Disposal.....	13
Garantie / Warranty.....	13
EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity.....	14-15
App Funktion / App Function.....	16-17

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie alle in diesem Produkthandbuch enthaltenen Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt jederzeit ordnungsgemäß installieren, verwenden und warten. Diese Anweisungen MÜSSEN bei diesem Produkt verbleiben. Durch die Nutzung des Produkts bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und diese verstanden haben. Sie erklären sich damit einverstanden, die Bedingungen und Bestimmungen dieses Handbuchs einzuhalten. Sie verpflichten sich, dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und die vorgesehene Anwendung sowie in Übereinstimmung mit den in diesem Produkthandbuch enthaltenen Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen sowie allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Das Nichtlesen und Befolgen der hier aufgeführten Anweisungen und Warnhinweise kann zu Verletzungen von Ihnen oder anderen Personen, Schäden an Ihrem Produkt oder anderen Gegenständen in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sowie der zugehörigen Dokumentation, kann Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Für aktuelle Produktinformationen besuchen Sie bitte <https://belko-germany.de/manuals/>.

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions MUST stay with this product. By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit <https://belko-germany.de/manuals/>.

DE SICHERHEITSHINWEISE**WARNUNG!**

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu vermeiden. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig und vollständig durch. Bewahren Sie sie für zukünftige Nachschlagezwecke auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie diese Anleitung ebenfalls mit.

- Lassen Sie Ihr Baby niemals unbeaufsichtigt auf der Waage.
- Stellen Sie die Waage immer auf eine ebene, stabile und feste Oberfläche.
- Verwenden Sie die Waage nicht auf Teppichen oder weichen Unterlagen, da dies das Messergebnis verfälschen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Setzen Sie die Waage keinen starken Stößen, Feuchtigkeit oder Wasser aus.
- Halten Sie Verpackungsmaterialien und Kleinteile von Kindern fern. Erstickungsgefahr!
- Die Waage ist kein medizinisches Gerät und nicht für medizinische Diagnosen geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Das Produkt ist nur für den privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Wiegeschale korrekt montiert und eingerastet ist, bevor Sie Ihr Baby darauf legen.

EN SAFETY INSTRUCTIONS**WARNING!**

Please follow the safety instructions below to avoid injury or damage to the product. Read this manual carefully and completely before using the product for the first time. Keep this manual for future reference. If you pass the product on to another person, please also include this manual.

- Never leave your baby unattended on the scale.
- Always place the scale on a flat, stable, and solid surface.
- Do not use the scale on carpets or soft surfaces, as this may affect measurement accuracy.
- Do not use the product if it is damaged.
- Do not expose the scale to strong impacts, moisture, or water.
- Keep packaging materials and small parts away from children. Risk of suffocation!
- This scale is not a medical device and must not be used for medical diagnosis.
- Use the product only for its intended purpose.
- The product is intended for indoor household use only.
- Ensure that the tray is correctly assembled and locked in place before placing your baby on the scale.

DE BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Diese digitale Babywaage ist zur Messung des Körpergewichts von Babys, Kleinkindern oder kleinen Haustieren bestimmt. Mit montierter Wiegeschale kann die Waage zur sicheren Messung von Babys verwendet werden. Der Messbereich beträgt in diesem Modus 0,1 kg bis 40 kg.

Nach dem Entfernen der Wiegeschale kann die Waage als Personenwaage verwendet werden. Der Messbereich beträgt in diesem Modus 0,05 kg bis 150 kg.

Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen vorgesehen. Für genaue Messergebnisse muss die Waage immer auf einer ebenen, stabilen und festen Oberfläche aufgestellt werden.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Die Waage darf nicht für folgende Zwecke verwendet werden:

- zur Messung von Gewichten über 40 kg bei montierter Wiegeschale
- zur Messung von Gewichten über 150 kg ohne Wiegeschale
- als Trittpläche, Sitzfläche oder Spielzeug
- auf weichen oder unebenen Unterlagen wie Teppichen oder Matratzen
- in feuchten Umgebungen oder im Freien
- für medizinische oder diagnostische Zwecke
- wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist

Eine Verwendung außerhalb der bestimmungsgemäßen Anwendung kann zu ungenauen Messergebnissen, Beschädigungen des Produkts oder Verletzungen führen.

EN INTENDED USE

This digital baby scale is designed for measuring the body weight of babies, toddlers, or small pets. With the tray attached, the scale can be used for safely weighing babies. The measuring range in this mode is 0.1 kg to 40 kg.

After removing the tray, the scale can be used as a regular body scale.
The measuring range in this mode is 0.05 kg to 150 kg.

The product is intended for private household use indoors only.
For accurate measurements, the scale must always be placed on a flat, stable, and solid surface.

Improper use

The scale must not be used:

- for weights above 40 kg when the tray is attached
- for weights above 150 kg when the tray is removed
- as a step, seat, or toy
- on soft or uneven surfaces such as carpets or mattresses
- in humid environments or outdoors
- for medical or diagnostic purposes
- if the product shows visible damage


Using the product outside its intended purpose may lead to inaccurate measurements, product damage, or personal injury.

DE LIEFERUMFANG

EN SCOPE OF DELIVERY

Anzahl / Quantity	Beschreibung / Description
1	Digitale Babywaage / digital baby scale
1	Abnehmbare Wiegeschale (2 Teile) / removable weighing tray (2 parts)
1	Gebrauchsanweisung / manual
2	AAA Batterien / AAA batteries

DE **PRODUKTÜBERSICHT**
EN **PRODUCT OVERVIEW**



1 Wiegefläche | Weighing surface

2 LCD Anzeige | LCD Display

3 ON/OFF Taste / TARE Taste |
ON/OFF button / TARE button

4 HOLD Taste | HOLD button

5 UNIT Taste | UNIT button

6 Messskala (69 cm) |
Measuring scale (69 cm)

7 Personenwaage

8 Schale (zweiteilig)


DE BATTERIEN EINSETZEN

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Waage.
2. Legen Sie zwei AAA Batterien ein.
3. Achten Sie auf die richtige Polarität (+ / -).
4. Schließen Sie das Batteriefach.



EN INSTALLING THE BATTERIES

1. Open the battery compartment on the underside of the scale.
2. Insert two AAA batteries.
3. Ensure the correct polarity (+ / -) when inserting the batteries.
4. Close the battery compartment securely.




DE MONTAGE

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
2. Nehmen Sie die zwei Teile der Babyschale aus der Verpackung.
3. Stecken Sie die beiden Schalenstücke fest zusammen, wie in der Abbildung gezeigt.
4. Setzen Sie die zusammengesetzte Babyschale auf die Waage und richten Sie sie an den vorgesehenen Haltepunkten aus.
5. Drehen Sie die Waage vorsichtig um und verriegeln Sie die Schale, indem Sie die beiden Verriegelungen um 90° drehen.
6. Die Montage ist nun abgeschlossen.

EN ASSEMBLY

1. Place the scale on a flat surface.
2. Remove the two baby tray sections from the packaging.
3. Push the two tray sections firmly together as shown.
4. Place the assembled baby tray onto the scale, aligning it with the mounting points
5. Turn the scale upside down and lock the tray in place by rotating the two locking discs 90°.
6. The assembly is now complete.



DE **BEDIENUNG DER WAAGE**

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene und stabile Fläche.
2. Drücken Sie die ON/TARE-Taste, um das Gerät einzuschalten.
3. Warten Sie, bis 0.00 auf dem Display angezeigt wird.
4. Wenn Sie eine Decke oder ein Handtuch verwenden, legen Sie dieses zuerst auf die Waage und drücken Sie anschließend TARE, bis 0.00 angezeigt wird.
5. Legen Sie das Baby vorsichtig in die Wiegeschale.
6. Das Gewicht wird auf dem Display angezeigt.
7. Mit der UNIT-Taste können Sie die Gewichtseinheit wechseln (kg, oz, lb, lb:oz).
8. Die HOLD-Funktion speichert das Gewicht auf dem Display, auch wenn sich das Baby während der Messung bewegt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

Hinweis:

Die Waage kann mit der Babyschale als Babywaage verwendet werden.

Auch kleine Haustiere können in der Babyschale gewogen werden.

Entfernen Sie die Schale, um die Waage als normale Personenwaage zu benutzen.

Die TARE-Funktion ermöglicht es, z. B. eine Decke zu tarieren, bevor das Baby gewogen wird.

EN **USING THE SCALE**

1. Place the scale on a flat and stable surface.
2. Press the ON/TARE button to turn on the device.
3. Wait until 0.00 appears on the display.
4. If using a blanket or towel, place it on the scale first and press TARE until 0.00 appears.
5. Carefully place the baby into the baby tray.
6. The weight will be shown on the display.
7. Use the UNIT button to change the weight unit (kg, oz, lb, lb:oz).
8. The HOLD function locks the weight on the display even if the baby moves during the measurement. Press the button again to cancel the function.

Note:

The scale can be used with the baby tray as a baby scale. Small pets can also be weighed in the tray. Remove the tray to use the scale as a regular personal scale.

The TARE function allows you to subtract the weight of items such as a blanket before weighing the baby.

DE FUNKTIONEN

TARE

Zum Abziehen von Decken oder Kleidung.



HOLD

Speichert das gemessene Gewicht auf dem Display.



UNIT

Wechselt die Gewichtseinheit. Verfügbare Einheiten:
kg, oz, lb, lb:oz



Automatische Abschaltfunktion

Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn sie 2 Minuten lang nicht benutzt wird.

EN FUNCTIONS

TARE

Allows you to subtract the weight of blankets, towels, or clothing before weighing.

HOLD

Locks the measured weight on the display, even if the baby moves during the measurement.

UNIT

Changes the unit of measurement. Available units:
kg, oz, lb, lb:oz

Automatic Power-off

The scale will automatically switch off if it has not been used for 2 minutes.

DE AUFBEWAHRUNG

- Lagern Sie die Waage bei Nichtgebrauch an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Wärmequellen.
- Wenn die Waage längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät.

EN STORAGE

- When not in use, store the scale in a cool and dry place away from heat sources.
- If the scale will not be used for a long period, remove the batteries from the device.

DE REINIGUNG UND PFLEGE

- Tauchen Sie die Waage nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Waage nur mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Chemikalien.
- Die Babyschale kann bei Bedarf mit warmem Seifenwasser gereinigt werden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor sie wieder montiert werden.

EN CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not immerse the scale in water or other liquids, as this may damage the device.
- Clean the scale using a dry or slightly damp cloth only. Do not use harsh chemicals or cleaning agents.
- The baby tray can be washed with warm soapy water if necessary.
- Ensure all parts are completely dry before reassembly.

DE FEHLERCODES

EN ERROR CODES

Anzeige / Display	Bedeutung / Meaning
LO	Batterie leer / Battery low
ERR	Überlast / Overload
----	Kein stabiles Gewicht / Unstable weight detected
88888	Reset-Modus / reset mode
Un5L	Ungleichgewicht / Imbalance

DE PROBLEMBEHANDLUNG

Problem	Ursache	Lösung
Display zeigt nichts an	Batterien leer oder falsch eingesetzt	Batterien ersetzen und Polarität (+/-) prüfen
Anzeige „LO“ erscheint	Batterie schwach	Neue AAA-Batterien einsetzen
Anzeige „ERR“ erscheint	Maximale Tragkraft überschritten	Gewicht entfernen, maximale Tragkraft nicht überschreiten
Gewicht schwankt oder wird falsch angezeigt	Waage steht auf Teppich oder weicher Oberfläche	Waage auf feste, ebene Oberfläche wie Holz- oder Fliesenboden stellen
Display zeigt nicht „0.000“ vor dem Wiegen	Waage wurde nicht zurückgesetzt	ON/TARE-Taste drücken, um die Waage zu nullen
Anzeige „88888“ erscheint	Gerät startet neu.	Batterie neu einsetzen oder warten, bis die Anzeige auf „0“ springt.
- (vor den Ziffern)	Ungleichgewicht oder Negativwert.	Waage auf eine harte, flache Oberfläche stellen und TARE drücken.
Display zeigt Un5L	Waage steht instabil.	Auf einer harten, flachen und horizontalen Fläche platzieren; Fremdkontakt vermeiden.

EN TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
Display does not turn on	Batteries are empty or inserted incorrectly	Replace the batteries and check the correct polarity (+/-)
“LO” appears on the display	Battery low	Replace with new AAA batteries
“ERR” appears on the display	Maximum weight exceeded	Remove the weight immediately and do not exceed the maximum capacity
Incorrect weight reading	Scale is placed on carpet or soft surface	Place the scale on a hard, flat surface such as wood or tile flooring
Display does not show “0.000” before weighing	Scale was not reset before weighing	Press the ON/TARE button to reset the scale
“88888” appears on the display	Device is restarting	Reset the battery or wait until the display jumps to „0“
- (before the digits)	Imbalance or negative value	Place the scale on a hard, flat surface and press TARE
“Un5L” appears on the display	Imbalance	Place the scale on a hard and flat horizontal surface, and with no other objects touching the scale.

DE TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Digitale Babywaage Plus
Maximale Tragkraft (mit Schale) Maximale Tragkraft (ohne Schale)	40 kg 150 kg
Messbereich (mit Schale) Messbereich (ohne Schale)	0,1 kg - 40 kg 0,05 kg - 150 kg
Messgenauigkeit	0.05kg - 4.99kg: ±50g 5.00kg - 19.99kg: ±100g 20.0kg - 49.0kg: ±200g 50.0kg - 99.9kg: ±300g 100.0kg - 150.0kg: ±400g
Stromversorgung	2 × AAA Batterien
Produktgewicht	2 kg
Maße der Waage	73.2 x 34.5 x 6.5 cm
Maße eines Schalenstücks Zusammengesetzte Babyschale	38 × 27 cm 73,6 × 27 cm
Messskala Körpergröße	0 - 69 cm
Maße des Kartons	416 × 337 × 83 mm

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specification	Digital Baby Scale
Maximum capacity (with tray) Maximum capacity (without tray)	40 kg 150 kg
Measurement range (with tray) Measurement range (without tray)	0.1 kg - 40 kg 0.05 kg - 150 kg
Measurement accuracy	0.05kg - 4.99kg: ±50g 5.00kg - 19.99kg: ±100g 20.0kg - 49.0kg: ±200g 50.0kg - 99.9kg: ±300g 100.0kg - 150.0kg: ±400g

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS


Specification	Digital Baby Scale
Power supply	2 × AAA batteries
Product weight	2 kg
Product Dimensions	73.2 x 34.5 x 6.5 cm
Single tray section size Assembled baby tray size	38 x 27 cm 73,6 x 27 cm
Height measuring scale	0 - 69 cm
Package Dimensions	416 × 337 × 83 mm

DE BATTERIEN WECHSELN


- Batterien dürfen nur von Erwachsenen eingesetzt oder gewechselt werden.
- Verwenden Sie nur Batterien des angegebenen Typs (2 × AAA, 1,5 V) und setzen Sie diese korrekt ein.
- Mischen Sie keine unterschiedlichen Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Batterien nicht ins Feuer werfen oder verbrennen.

EN BATTERY REPLACEMENT

- Batteries should only be installed or replaced by an adult.
- Use only the specified battery type (2 × AAA, 1.5 V) and install them correctly.
- Do not mix different battery types or new and used batteries.
- Keep batteries out of reach of children.
- Dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Do not dispose of batteries in fire.

DE ENTSORGUNG

Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Produkt bei einer entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten ab.

EN DISPOSAL

Electrical devices must not be disposed of with household waste. This product must be disposed of in accordance with the European WEEE Directive (Waste Electrical and Electronic Equipment). Please dispose of this product at an appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

DE GARANTIE

Wenn das Gerät einen Defekt aufweist, wird für den Artikel ab Kaufdatum eine Garantie von 1 Jahr gewährt, ausgenommen in folgenden Fällen:

- Mutwillige Beschädigung
- Schäden infolge höherer Gewalt wie Hochwasser, Brand usw.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Missachtung dieser Anleitung.
- Schäden oder Funktionsstörungen durch Zerlegen oder Verändern des Geräts.

EN WARRANTY

If the device becomes defective, a 1-year warranty from the date of purchase is granted for this item, except in the following cases:

- Willful damage
- Damage caused by force majeure, such as flooding, fire, etc.
- Damage due to improper use or disregard of these instructions.
- Damage or malfunction caused by disassembling or modifying the device.

DE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Hersteller / Inverkehrbringer
Panorama24 GmbH
Chromstr. 4
30916 Isernhagen, Deutschland
Tel. (+49) (0) 511 - 21241670
erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

Produktbezeichnung: Belko® Digitale Babywaage Plus
Modellbezeichnung:

P24BSCALEPLUS (B2H, Belko® Digitale Babywaage Plus)

Baujahr: 2026

allen einschlägigen Bestimmungen der angewandten Rechtsvorschriften (nachfolgend) - einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen - entspricht. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Folgende Rechtsvorschriften wurden angewandt:

2014/30/EU EMC

(EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012)

2014/35/EU LV

(EN 61010-1:2010+A1:2019)

2011/65/EU RoHS

(EN IEC 63000:2018)

1907/2006/EC REACH

Technische Unterlagen bei:

Panorama24 GmbH
Chromstr. 4
30916 Isernhagen, Deutschland

Datum: 08.04.2026



Panorama24 GmbH
Chromstraße 2 & 4
D-30916 Isernhagen
Telefon (+49) (0) 511 - 212 416 70

Geschäftsführer
Nils Reinecke

EN EU DECLARATION OF CONFORMITY

The manufacturer / entity placing the product on the market
Panorama24 GmbH
Chromstr. 4
30916 Isernhagen, Germany
Tel. (+49) (0) 511 - 21241670
hereby declares that the following product

Product designation: Belko® Digital Baby Scale Plus
Model designation:

P24BSCALEPLUS (B2H, Belko® Digital Baby Scale Plus)

Year of manufacture: 2026

complies with all the relevant provisions of the applied legislation (listed below) — including any amendments valid at the time of this declaration. The manufacturer assumes sole responsibility for issuing this Declaration of Conformity. This declaration applies only to the machine in the condition in which it was placed on the market; any parts added or modifications made by the end user at a later date are not taken into account.

The following legislation was applied:

2014/30/EU EMC

(EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012)

2014/35/EU LVD

(EN 61010-1:2010+A1:2019)

2011/65/EU RoHS

(EN IEC 63000:2018)

1907/2006/EC REACH

Technical documentation is available at:

Panorama24 GmbH
Chromstr. 4
30916 Isernhagen
Germany

Date: 08.04.2026



Panorama24 GmbH
Chromstraße 2 & 4
D-30916 Isernhagen
Telefon +49 (0) 511 - 212 416 70

Managing Director
Nils Reinecke

DE APP FUNKTION

Die „BabyFit“ App ist eine mobile Anwendung zur Erfassung und Analyse der Entwicklung Ihres Babys. Die App speichert Messdaten wie Gewicht, Körpergröße, Kopfumfang (HC) und BMI-Entwicklung. Alle Messwerte werden übersichtlich dargestellt, sodass Sie das Wachstum Ihres Babys einfach verfolgen können. Die App unterstützt bis zu 8 Benutzerprofile.



Scannen Sie den QR-Code passend zu Ihrem Betriebssystem oder suchen Sie in den App Stores nach der App „BabyFit“ – im App Store für Apple-Geräte oder im Google Play Store für Android-Geräte.

Schritt 1: App installieren

- Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie die App „BabyFit“ aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- Öffnen Sie die App und erstellen Sie ein Benutzerkonto.

Schritt 2: Waage verbinden

- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone.
- Schalten Sie die Waage ein.
- Öffnen Sie die App und fügen Sie ein neues Gerät hinzu.
- Wählen Sie die Babywaage aus der Geräteliste aus.

Schritt 3: Babyprofil erstellen

Wählen Sie die gewünschte Gewichtseinheit und bestätigen Sie mit „OK“.

Geben Sie die Informationen für das Babyprofil ein, z. B.:

- Name
- Geschlecht
- Geburtsdatum, und tippen sie auf „Bestätigen“.

Schritt 4: Messung durchführen

- Legen Sie Ihr Baby auf die Waage.
- Das Gewicht wird automatisch an die App übertragen.
- In der App können Sie Messwerte, Verlauf und Wachstumskurven anzeigen.

EN APP FUNCTION

The “BabyFit” app is a mobile application designed to track and analyze your baby’s development. It records measurement data such as weight, height, head circumference (HC) and BMI development. All measurements are clearly displayed, allowing you to easily monitor your baby’s growth. The app supports up to 8 user profiles.



Scan the QR code matching your operating system or search for the „BabyFit“ app in the App Store for Apple devices or the Google Play Store for Android devices.

Step 1: Install the App

- Scan the QR code or download the “BabyFit” app from the App Store or Google Play Store.
- Open the app and create a user account.

Step 2: Connect the scale

- Enable Bluetooth on your smartphone.
- Turn on the scale.
- Open the app and add a new device.
- Select the baby scale from the device list.

Step 3: Create a baby profile

Select the desired weight unit and confirm by tapping “OK”.
Then Enter your baby’s information, such as:

- name
- gender
- date of birth, then tap “Confirm”.

Step 4: Perform a measurement

- Place the baby on the scale.
- The weight will automatically sync with the app.
- The app allows you to view measurement history and growth charts.

ibelko®

Hersteller:
Panorama24 GmbH
Chromstraße 4
30916 Isernhagen, Germany

MADE IN CHINA

Belko® ist eine Marke der Panorama24 GmbH
Copyright 2026 Panorama24 GmbH

Das Handbuch wird regelmäßig korrigiert. Für technische
und drucktechnische Fehler und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung.